


# UNWIREDTHINGS

IKONN SB-1



**EN** Instruction manual

**DA** Instruktionsmanual

**NO** Bruksanvisningen

**SV** Bruksanvisning

**FI** Käyttöopas

## **EN**

---

Preface .....	3
Bathroom Scale features .....	3
Before use .....	4
Parts and components .....	4
Operation .....	5
Using bathroom scale with IKONN Controller .....	6
Tips and Troubleshooting .....	7
Handling and safety .....	8
Regulatory information .....	9

## **DA**

---

Forord .....	11
Badevægtens funktioner .....	11
Før brug .....	12
Dele og komponenter .....	12
Betjening .....	13
Brug af badevægt med IKONN Controller .....	15
Tips og fejlfinding .....	15
Håndtering og sikkerhed .....	16
Lovgivningsmæssige oplysninger .....	18

## **NO**

---

Forord .....	20
Baderomsvektens Funksjoner .....	20
Før man bruker .....	21
Deler og komponenter .....	21
Bruk .....	22

Bruk av baderomsvekt med IKONN Controller .....	24
Tips og feilsøking .....	24
Håndtering og sikkerhet .....	25
Regulatorisk informasjon .....	27

## **SV**

---

Förord .....	29
Badrumsvågens funktioner .....	29
Före användning .....	30
Delar och komponenter .....	30
Användning .....	31
Använda badrumsvåg med IKONNs Kontroll .....	32
Tips och felsökning .....	33
Hantering och säkerhet .....	34
Regleringsinformation .....	36

## **FI**

---

Esitiedot .....	38
Kylpyhuonevaa'an ominaisuudet .....	38
Ennen käyttöä .....	39
Osat ja komponentit .....	39
Toiminta .....	40
Kylpyhuonevaa'an käyttö IKONN- ohjaimen kanssa .....	42
Vinkkejä ja vianmäärittäminen .....	42
Käsittely ja turvallisuus .....	43
Sääntelyä koskevat tiedot .....	45

## Preface

---

Congratulations on purchasing the IKONN SB-1 Bathroom Scale.

This bathroom scale is an IKONN-compatible product, meaning that apart from functioning as a regular scale which measures your weight - it can also be used together, with an IKONN Accessibility system which supports audio announcement of readings in your chosen language.

This manual serves as a guide to an efficient and safe use of the product. Read this information thoroughly before using the product and store this document for future reference.

**Warning:** To avoid injury or product damage, read the chapter on handling and safety, before using the product.

## Bathroom Scale features

---

The IKONN SB-1 is designed for measuring and tracking your body weight within an indoor environment.

Product features:

- System of high precision strain gauge sensors.
- Tempered glass platform.
- LCD display.
- Capacity 250 kg / 550 lb.
- Division 100 g / 0.2 lb.
- Measurement in kg/lb/st supported
- Auto On, Off and Zero functions:
  - Auto On:** The scale activates automatically when you step on it.
  - Auto Zero:** The scale automatically resets to zero before each measurement.
  - Auto Off:** After use, the scale automatically powers off to conserve battery life.
- Low battery, overload and error indications.
- Combability with the IKONN Accessibility System.

**Note:** The bathroom scale is not a diagnostic or medical device. It provides weight measurements for personal reference and should not be used to diagnose or treat medical conditions.

While connection between the bathroom scale and IKONN Accessibility System enhances daily tasks and routines for users unable to view the screen, it is not intended to replace professional medical or mobility aids. Individuals with specific medical or mobility requirements should consult their healthcare providers for guidance.

## Before use

---

Unpack the product with care.


All packaging materials are recyclable, however you may wish to keep the packaging until you are satisfied that the scale meets your needs.

Having taken the product out of the packaging, ensure that all the parts and components are present and in good condition. In case of any missing elements or if something does not seem right, please get in touch with the retailer from whom you purchased the product. Ensure that packaging bags are kept out of reach of children as these can cause suffocation.

## Parts and components

---

Item	
1	LCD Display
2	Glass platform
3	Unit switch button
4	Battery compartment
5	High precision sensor



**Note:** The graphics in this manual are schematic representations used for reference only and may differ from actual product appearance.

Included components:


- IKONN SB-1
- 3 x 1.5V AAA battery
- User manual

## Operation

---

### Remove insulation strip

Open the battery compartment at the back of the scale and remove the black insulation strip. Close the battery door and wait for the LCD to display '0.0'.



### Replace/insert batteries


To replace the batteries, open the battery compartment and remove the used batteries with the aid of a flat object. Insert new, compatible alkaline/carbon batteries – rechargeable batteries do not provide a sufficiently high voltage to support general operation. Ensure to correctly orient the batteries according to their positive and negative signs.

**Note:** Learn more about battery handling and disposal in chapter on handling and safety.

### Change measuring units

To switch between units of measure, press the 'UNIT' button placed on the back of the scale.

Pressing the button will cycle between kilograms, pounds and stone.






## Taking measurements

Place the scale on a hard, level surface. To check that the surface is level, you can press the scale lightly with your foot and remove it – the scale should display 0.0 in your selected units of measurement.

To weigh yourself, step onto the scale. During weighing, stay still on the platform while the scale determines the weight precisely. The scale will beep when it has reached a stable measurement. Your weight will be displayed for about 40 seconds, and then the unit will switch off automatically.

**Note:** Remember to take off your shoes before taking measurements to avoid scraping or scratching the platform. The platform may be slippery when wet, therefore make sure to dry both your feet and platform before the use.

Other possible indications and their corresponding symbols are listed in the table below.

Symbol	Indication
	<b>Low battery</b> Battery power is running low. Please replace the batteries.
	<b>Scale overload</b> Weighing subject exceeds the maximum scale capacity. Please step off to avoid damage.
	<b>Measurement error</b> An error has occurred during the measurement. Please step off the scale and step onto it again to repeat the measuring process.

## Using bathroom scale with IKONN Controller

As with all Unwired Things products, this scale features the ability to connect with the **IKONN Accessibility System** which can provide audio

feedback in your chosen language. The system is intended to support users unable to view the screen for any reason. If you own an IKONN device you can also find instructions on the device for connecting to remote products.

Use the IKONN Add product function on your IKONN controller to pair your new scales with the IKONN controller. Use the help function on your controller or the manual for the controller if you are unsure how to do so.

You will hear an announcement, once the connection is established and IKONN will also state the name of the product that it has connected with. The bathroom scale function will subsequently be available in your main function list. To use the scales, with IKONN, you should now select the bathroom scale function. If the scale is off, you should turn it on immediately to allow it to connect with IKONN.

Note that more than one IKONN controller can be used to interact with the scales, though not at the same time.

You can find more support using the built-in IKONN controller help function or on the <https://ikonn.info> website.

## Tips and Troubleshooting

---

In case you are experiencing problems with the bathroom scale operation or accuracy, consider the following list of options to resolve the issue:

- Ensure that the scale is placed on a hard, level surface.
- Check each sensor foot on the back to make sure nothing is stuck to the bottom of it.
- Ensure your feet and the scale are both dry.
- Ensure that you are standing still for around 10 seconds or until the number on the display stops flashing.
- Ensure that the batteries are oriented correctly inside the battery compartment, according to their positive and negative signs and that they have sufficient charge.
- Remove the batteries to restart the cycle.

## Handling and safety

---

**Warning:** Read all safety information below before using the scale and keep this manual for future reference. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injuries, as well as damage to the product or other property.

### General safety and handling

Handle the product with care, as it contains sensitive electronic components. Always check for visible signs of damage. If you find any, reach out to the retailer from whom you purchased the product.

Operate the scale only under normal indoor temperatures. Do not operate the scale in places that are very cold or very hot, excessively dusty, where insects may enter, where it might be exposed to mechanical vibration, near flammable objects and in rooms with smoke.

Do not use a damaged scale and do not open or attempt to repair the scale yourself, as disassembling the product may cause injury to you or damage the scale and invalid warranty and proper function.

The scale should be used indoors, on flat and stable surfaces, by a single individual at a time. Always step onto the scale with bare feet or lightweight footwear. Exercise caution when stepping onto the scale to avoid slips or falls or any risk of tipping.

Ensure that the surface is clean and dry before use, clean it with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents. Do not overload the scale with anything that would result in exceeding the maximum weight capacity, stated in the technical specifications. Avoid applying excessive pressure or bending the product. Never apply excessive pressure to buttons and switches. Do not drop the scale or other objects onto it.

Radio frequency emissions from the scale can negatively affect the operation of other electronic equipment.



## Batteries

Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste. Do not dispose of batteries in normal waste and check with your authority for battery recycling advice. When handling batteries or cells, wear gloves.

Do not use deformed batteries Do not mix old with new batteries nor mix batteries of different compositions/brands. Do not burn or expose the batteries to high temperatures, as this could lead to explosions. Do not tamper with batteries or cells in any way. Avoid short-circuiting the batteries' power supply terminals and cells.

If the scale is to be stored for a long period, it is recommended to remove the batteries to avoid leakage. Avoid touching the liquid coming from leaking batteries or cells.

Ensure that batteries are out of the reach of children, especially if there's a risk of ingestion. If someone ingests a battery, seek medical help immediately.

## Regulatory information

### Technical specifications

Product	<b>IKONN SB-1</b>
Dimensions	330x300x26mm
Weight	1.34kg
Battery type	3xAAA
Capacity	250kg/550lb
Division	100g/0.2lb
Temperature	0 – 38 °C
Transmission frequency range	2402 – 2480MHz
Maximum RF output power	-1.30dBm

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China.

### Disposal of electronic appliances



The product and/or batteries should be disposed of separately from household waste. Upon reaching the end of

its operational life, ensure the proper disposal of cells, batteries, or accumulators by delivering them to a collection point designated by your local authorities. Consumers are encouraged to reach out to their local authorities or the retailer for guidance on the correct disposal of old machines and their associated batteries. Adherence to these guidelines is instrumental in safeguarding the environment.

### Technical support and warranty

Unwired Things assumes responsibility to the end user or consumer for any lack of conformity that may exist at the time of product delivery, in accordance with the terms, conditions, and deadlines stipulated by the relevant

regulations. All Unwired Things products are covered by a two year warranty.

We recommend that all repairs be conducted by qualified personnel.

Should you encounter any issues with your product or have any uncertainties at any point, please do not hesitate to reach out to the retailer from whom you purchased the product.

### Copyright

Unwired Things ApS retains the intellectual property rights for the content contained within this document. All rights are reserved. Unauthorized reproduction, distribution, or use of any part of this document and product may violate applicable laws and could result in civil and criminal penalties.

## Forord

---

Tillykke med købet af din IKONN SB-1 badevægt.

Denne badevægt er et IKONN-kompatibelt produkt, hvilket betyder, at den ikke blot fungerer som en almindelig vægt, der måler dine ingredienser og fødevarer, men også kan bruges med et IKONN-tilgængelighedssystem, der understøtter lydannoncering af aflæsninger på dit valgte sprog.

Denne manual fungerer som en vejledning til effektiv og sikker brug af produktet. Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem dette dokument til fremtidig brug.

**Advarsel:** For at undgå personskade eller produktskade skal du læse kapitlet om håndtering og sikkerhed, før du bruger produktet.

## Badevægtens funktioner

---

IKONN SB-1 er designet til at måle og spore din kropsvægt i et indendørs miljø.

Produktets egenskaber:

- System af højpræcisions strain gauge-sensorer.
- Badevægt i hærdet glas.
- LCD-skærm.
- Kapacitet 250 kg / 550 lb.
- Opdeling 100 g / 0,2 lb.
- Vejning i kg/lb/st understøttet
- Funktionerne Auto On, Off og Zero:
  - Auto On:** Vægten aktiveres automatisk, når du træder op på den.
  - Auto Zero:** Vægten nulstilles automatisk før hver vejning.
  - Auto Off:** Efter brug slukker vægten automatisk for at spare på batteriet.
- Indikationer for lavt batteriniveau, overbelastning og fejl.
- Kan kombineres med IKONN tilgængelighedssystem.

**Bemærk:** Badevægten er ikke et diagnostisk eller medicinsk udstyr. Den giver vægtmålinger til personlig reference og bør ikke bruges til at diagnosticere eller behandle medicinske tilstande.

Selvom forbindelsen mellem badevægten og IKONN Accessibility System forbedrer de daglige opgaver og rutiner for brugere, der ikke kan se skærmen, er det ikke meningen, at den skal erstatte professionelle medicinske hjælpemidler eller mobilitetshjælpemidler. Personer med specifikke medicinske eller mobilitetsmæssige behov bør konsultere deres sundhedspersonale for vejledning.

## Før brug

---

Pak produktet forsigtigt ud.


Alle emballagematerialer er genanvendelige, men du kan beholde emballagen, indtil du er sikker på, at vægten opfylder dine behov.

Når du har taget produktet ud af emballagen, skal du sikre dig, at alle dele og komponenter er til stede og i god stand. Hvis der mangler elementer, eller hvis noget ikke virker rigtigt, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Sørg for, at emballageposer opbevares utilgængeligt for børn, da de kan forårsage kvælning.

## Dele og komponenter

---

Artikel	
1	LCD-skærm
2	Glasbadevægt
3	Enhedens afbryderknop
4	Batterirum
5	Sensor med høj præcision



**Bemærk:** Grafikken i denne manual er skematiske fremstillinger, der kun bruges som reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende.

Inkluderede komponenter:


- IKONN SB-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Brugervejledning

## Betjening

---

### Fjern isoleringsstrimlen

Åbn batterirummet på bagsiden af vægten, og fjern den sorte isoleringsstrimmel. Luk batteridøren, og vent på, at LCD-skærmen viser '0.0'.



### Udskift/indsæt batterier


For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet og fjerne de brugte batterier med en flad genstand. Indsæt nye, kompatible alkaliske/kulstofbatterier - genopladelige batterier giver ikke en høj nok spænding til at understøtte normal betjening. Sørg for at placere batterierne korrekt i forhold til deres positive og negative fortegn. Den flade (negative) ende af hvert batteri skal hvile mod fjederen.

**Bemærk:** Læs mere om håndtering og bortskaffelse af batterier i kapitlet om Håndtering og sikkerhed.

### Skift måleenhed

For at skifte mellem måleenheder skal du trykke på knappen 'UNIT' på bagsiden af vægten.

Ved at trykke på knappen skifter man mellem kilogram, pund og sten.



## Vejning

Placer vægten på en hård, plan overflade. For at kontrollere, at underlaget er plant, kan du trykke let på vægten med din fod og fjerne den - vægten skal vise 0,0 i de valgte måleenheder.

Du vejer dig ved at træde op på vægten. Under vejningen skal du stå stille, mens vægten bestemmer den præcise vægt. Vægten bipper, når den har nået en stabil vejning. Din vægt vises i ca. 40 sekunder, og derefter slukker enheden automatisk.

**Bemærk:** Husk at tage skoene af, før du vejer dig, så du undgår at skrabe eller ridse badevægten. Vægten kan være glat, når den er våd, så sørg for at tørre både fødder før brug.

Andre mulige indikationer og deres tilsvarende symboler er anført i tabellen nedenfor.

Symbol	Indikationer
Lo	<b>Lavt batteriniveau</b> Batteristrømmen er ved at være lav. Udskift venligst batterierne.
Err	<b>Overbelastning af skalaen</b> Den vejede genstand overskrider den maksimale vægtpacitet. Træd venligst af for at undgå skader.
E	<b>Målefejl</b> Der er opstået en fejl under vejningen. Træd ned fra vægten, og træd op på den igen for at gentage vejningen.

## Brug af badevægt med IKONN Controller

---

Som med alle Unwired Things-produkter har denne vægt mulighed for at oprette forbindelse til **IKONN Accessibility System**, som kan give lydfeedback på dit valgte sprog. Systemet er beregnet til at støtte brugere, der af en eller anden grund ikke kan se skærmen.

Brug funktionen IKONN Tilføj produkt på din IKONN-controller til at parre din nye vægt med IKONN-controlleren. Brug hjælpefunktionen på din controller eller manualen til controlleren, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Du vil høre en meddelelse, når forbindelsen er oprettet, og IKONN vil også angive navnet på det produkt, som den har oprettet forbindelse til. Badevægtsfunktionen vil derefter være tilgængelig i din hovedfunktionsliste. For at bruge vægten med IKONN skal du nu vælge badevægtsfunktionen. Hvis du vil bruge vægten fremover, skal du vælge badevægtsfunktionen på IKONN-controlleren og derefter træde op på vægten. Hvis vægten er slukket, skal du tænde den med det samme, så den kan oprette forbindelse til IKONN.

Bemærk, at mere end én IKONN-controller kan bruges til at interagere med vægten, dog ikke på samme tid.

Du kan finde mere support ved hjælp af IKONN-controllerens indbyggede hjælpefunktion eller på webstedet <https://ikonn.info>.

## Tips og fejlfinding

---

Hvis du oplever problemer med badevægtens funktion eller nøjagtighed, kan du overveje følgende liste over muligheder for at løse problemet:

- Sørg for, at vægten er placeret på en hård, plan overflade.
- Tjek hver sensorfod på bagsiden for at sikre, at der ikke sidder noget fast i bunden af den.
- Sørg for, at batterierne er placeret korrekt i batterirummet i forhold til deres positive og negative fortegn.

- Sørg for, at både dine fødder og vægten er tørre.
- Sørg for, at du står stille i ca. 10 sekunder, eller indtil tallet på displayet holder op med at blinke.
- Tag batterierne ud for at genstarte cyklussen.

## Håndtering og sikkerhed

---

**Advarsel:** Læs alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor, før du bruger badevægten, og gem denne vejledning til senere brug. Hvis disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller andre personskader samt skader på produktet eller anden ejendom.

### Generel sikkerhed og håndtering

Håndter produktet med forsigtighed, da det indeholder følsomme elektroniske komponenter. Tjek altid for synlige tegn på skader. Hvis du finder nogen, kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Du må ikke selv åbne eller forsøge at reparere vægten, da adskillelse af produktet kan forårsage personskade eller beskadige vægten.

Brug kun vægten under normale indendørstemperaturer. Brug ikke vægten på steder, der er meget kolde eller meget varme, meget støvede, hvor der kan komme insekter ind, hvor den kan blive udsat for mekaniske vibrationer, i nærheden af brændbare genstande og i rum med røg.

Brug ikke en beskadiget vægt, og åbn eller forsøg ikke selv at reparere vægten, da adskillelse af produktet kan forårsage personskade eller beskadige vægten samt ugyldiggøre garanti og korrekt funktion.

Vægten bør bruges indendørs, på flade og stabile overflader, af en enkelt person ad gangen. Træd altid op på vægten med bare fødder eller let fodtøj. Vær forsigtig, når du træder op på vægten, så du ikke glider, falder eller risikerer at vælte.

Sørg for, at overfladen er ren og tør før brug, og rengør den med en let fugtig klud. Vægten må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med kemiske/slibende midler. Overbelast ikke vægten med noget, der kan resultere i overskridelse af den maksimale vægtkapacitet, der er angivet i



de tekniske specifikationer. Undgå at lægge for stort tryk på eller bøje produktet. Tryk aldrig for hårdt på knapper og kontakter. Tab ikke vægten eller andre genstande på den. Enhver ændring af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Radiofrekvensmissioner fra vægten kan påvirke driften af andet elektronisk udstyr negativt.

## Batterier

Batterier skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt affald, og kontakt myndighederne for at få råd om genbrug af batterier. Brug handsker, når du håndterer batterier eller celler.

Brug ikke deforme batterier. Bland ikke gamle med nye batterier, og bland ikke batterier af forskellige sammensætninger/mærker. Batterierne må ikke brændes eller udsættes for høje temperaturer, da det kan føre til eksplosioner. Der må ikke manipuleres med batterier eller celler på nogen måde. Undgå at kortslutte batteriernes strømforsyningsterminaler og celler.

Hvis vægten skal opbevares i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne for at undgå lækage. Undgå at røre ved væske, der kommer fra lækkende batterier eller celler.

Sørg for, at batterier er utilgængelige for børn, især hvis der er risiko for indtagelse. Hvis nogen indtager et batteri, skal man straks søge lægehjælp.

## Lovgivningsmæssige oplysninger

### Tekniske specifikationer

Produkt	<b>IKONN SB-1</b>
Dimensioner	330x300x 26mm
Vægt	1.34kg
Batteritype	3xAAA
Kapacitet	250kg/ 550lb
Division	100g/ 0.2lb
Temperatur	0 – 38°C
Transmissionsfrekv ensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF- udgangseffekt	-1.30dBm

Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktkvaliteten.

Fremstillet i Kina.

### Bortskaffelse af elektroniske enheder



Produktet og/eller batterierne skal bortskaffes adskilt fra

husholdningsaffaldet. Når produktet er udtjent, skal du sørge for korrekt bortskaffelse af

celler, batterier eller akkumulatorer ved at aflevere dem på et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder. Forbrugere opfordres til at kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få vejledning om korrekt bortskaffelse af gamle maskiner og tilhørende batterier. Overholdelse af disse retningslinjer er medvirkende til at beskytte miljøet.

### Teknisk support og garanti

Unwired Things påtager sig ansvaret over for slutbrugeren eller forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse, der måtte eksistere på tidspunktet for produktlevering i overensstemmelse med de vilkår, betingelser og tidsfrister, der er fastsat i de relevante bestemmelser. Alle Unwired Things' produkter er dækket af to års garanti.

Vi anbefaler, at alle reparationer udføres af kvalificeret personale.

Hvis du støder på problemer med dit produkt eller er i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte den forhandler, du har købt produktet hos.

## Ophavsret

Unwired Things ApS bevarer de intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet i dette dokument. Alle rettigheder er forbeholdt.

Uautoriseret reproduktion, distribution eller brug af nogen del af dette dokument og produkt kan være i strid med gældende lovgivning og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner.

## Forord

---

Gratulerer med kjøpet av IKONN SB-1 badevekt.

Denne baderomsvekten er et IKONN-kompatibelt produkt, hvilket betyr at den i tillegg til å fungere som en vanlig vekt som måler vekten din, i tillegg kan brukes med et IKONN Accessibility-system som støtter lydavlesning på det språket du ønsker.

Denne håndboken er en veiledning for effektiv og sikker bruk av produktet. Les denne informasjonen grundig før du tar produktet i bruk, og ta vare på dette dokumentet for fremtidig bruk.

**OBS:** Vennligst les kapittelet om håndtering og sikkerhet før du bruker produktet, for å unngå personskader eller produktskader.

## Baderomsvektens Funksjoner

---

IKONN SB-1 er designet for å måle og spore kroppsvekten din i et innendørs miljø.

Produktegenskaper:

- System med høypresisjons sensorer med tøyningsmåler.
- Plattform i herdet glass.
- LCD-skjerm.
- Kapasitet 250 kg / 550 lb.
- Divisjon 100 g / 0,2 lb.
- Måling i kg/lb/st understøttet
- Funksjonene Auto On, Off og Zero:
  - Auto On:** Vekten aktiveres automatisk når du trækker på den.
  - Auto Zero:** Vekten nullstilles automatisk før hver måling.
  - Auto Off:** Etter bruk slås vekten automatisk av for å spare på batteriet.
- Indikasjoner for lavt batterinivå, overbelastning og feil.
- Kan kombineres med IKONN Accessibility System.

**OBS:** Baderomsvekten er ikke et diagnostisk eller medisinsk utstyr. Den gir målinger for personlig referanse og skal ikke brukes til å diagnostisere eller behandle medisinske tilstander.

Tilkoblingen mellom baderomsvekten og IKONNs tilgjengelighetssystem forbedrer daglige oppgaver og rutiner for brukere som ikke kan se skjermen, men er ikke ment å erstatte profesjonelle medisinske hjelpemidler eller mobilitetshjelpemidler. Brukere med spesifikke medisinske behov eller mobilitetsbehov bør ta kontakt med helsepersonell for veiledning.

## Før man bruker

---

Pakk forsiktig ut produktet.


Alt av emballasje er resirkulerbart, men det kan være lurt å beholde emballasjen til du er sikker på at vekten tilfredsstiller dine behov.

Etter at du har tatt produktet ut av emballasjen, kontrollerer du at alle deler og komponenter er til stede og i god stand. Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet hvis noe mangler eller ikke fungerer som det skal. Sørg for at emballasjeposene oppbevares utilgjengelig for barn, da de kan forårsake kvelning.

## Deler og komponenter

---

	Artikkel
1	LCD-skjerm
2	Glassplattform
3	Enhetsbryter
4	Batterierom
5	Høy presisjon sensor



**OBS:** Grafikken i denne håndboken er skjematiske fremstillinger som kun er ment som referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

Inkluderte komponenter:


- IKONN SB-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Brukerhåndbok

## Bruk

---

### Fjern isolasjonslisten

Åpne batterirommet på baksiden av vekten og fjern den svarte isolasjonsstrimmelen. Lukk batteriluken og vent til LCD-skjermen viser "0.0".



### Bytt ut/set inn batterier


For å skifte batterier åpner du batterirommet og tar ut de brukte batteriene ved hjelp av en tynn gjenstand. Sett inn nye, kompatible alkaliske/karbonbatterier - oppladbare batterier gir ikke tilstrekkelig høy spenning til å opprettholde normal drift. Sørg for å plassere batteriene riktig i forhold til deres positive og negative fortegn. Den flate (negative) enden av hvert batteri må hvile mot fjæren.

**OBS:** Du finner mer informasjon om håndtering og avhending av batterier i kapittelet "Håndtering og Sikkerhet"

### Endre måleenheter

For å bytte mellom måleenheter trykker du på "UNIT"-knappen på baksiden av vekten.

Trykk på knappen for å veksle mellom kilogram, pund og stein.



## Å gjøre en måling

Plasser vekten på et hardt, jevnt underlag. For å kontrollere at underlaget er plant, kan du trykke lett på vekten med foten og fjerne den - vekten skal vise 0,0 i den valgte måleenheten.

Gå opp på vekten for å veie deg. Under veiingen må du stå stille på plattformen mens vekten bestemmer vekten nøyaktig. Vekten piper når den har oppnådd en stabil måling. Vekten din vises i rundt 40 sekunder, og deretter slår enheten seg automatisk av.

**OBS:** Husk å ta av deg skoene før du måler for å unngå å skrape eller ripe opp plattformen. Plattformen kan være glatt når den er våt, så sørg for å tørke både føttene og plattformen før bruk.

Andre mulige indikasjoner og tilhørende symboler er oppført i tabellen under.

Symbol	Indikasjon
Lo	<b>Lavt batterinivå</b> Batterinivået er lavt. Skift batterier.
Err	<b>Overbelastning av skalaen</b> Den veide gjenstanden overskrider den maksimale veiekapasiteten. Vennligst gå av vekten for å unngå skader.
E	<b>Målefeil</b> Det har oppstått en feil under målingen. Gå av vekten og opp på den igjen for å gjøre målingen igjen.

## Bruk av baderomsvekt med IKONN Controller

---

Som alle Unwired Things-produkter kan også denne vekten kobles til **IKONN Accessibility System**, som kan gi tilbakemelding via lyd på det språket som du ønsker. Dette systemet er beregnet på brukere som av en eller annen grunn ikke kan se skjermen.

Bruk funksjonen IKONN Add product på IKONN-kontrolleren til å koble den nye vekten til IKONN-kontrolleren. Bruk hjelpefunksjonen på styreenheten eller håndboken for styreenheten hvis du er usikker på hvordan du gjør det.

Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre en melding, og IKONN vil også oppgi navnet på produktet den er koblet til.

Baderomsvektfunksjonen vil da være tilgjengelig i hovedfunksjonslisten. Hvis du ønsker å bruke vekten i fremtiden, velger du badevektfunksjonen på IKONN-kontrolleren og går deretter opp på vekten.

Merk at mer enn én IKONN-kontroller kan brukes til å samhandle med vekten, men ikke samtidig.

Du finner mer støtte ved hjelp av den innebygde hjelpefunksjonen i IKONN-kontrolleren eller på nettstedet <https://ikonn.info>.

## Tips og feilsøking

---

Hvis du opplever problemer med badevektens funksjon eller nøyaktighet, kan du vurdere følgende liste over alternativer for å løse problemet:

- Sørg for at både føttene og vekten er tørre.
- Sørg for at du står stille i ca. 10 sekunder eller til tallet på displayet slutter å blinke.
- Ta ut batteriene for å starte syklusen på nytt.
- Sørg for at vekten er plassert på et hardt og jevnt underlag.
- Kontroller hver sensorfot på baksiden for å forsikre deg om at ingenting sitter fast i bunnen av den.



- Kontroller at batteriene er riktig plassert i batterirommet i henhold til pluss- og minustegnene.

## Håndtering og sikkerhet

---

**Advarsel:** Vennligst les all sikkerhetsinformasjon nedenfor før du bruker badevekten, og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Unnlattelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt eller andre personskader, samt skade på produktet eller annen eiendom.

Vekten er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk.

### Generell sikkerhet og håndtering

Vær forsiktig med produktet, da det inneholder følsomme elektroniske komponenter. Vær alltid oppmerksom på synlige tegn på skade. Dersom du oppdager skader, ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet.

Bruk vekten kun ved normale innetemperaturer. Ikke bruk vekten på steder der det er svært kaldt eller svært varmt, der det er mye støv, der insekter kan komme inn, der den kan utsettes for mekaniske vibrasjoner, i nærheten av brennbare gjenstander eller i rom med røyk.

Ikke bruk en skadet vekt, og ikke åpne eller forsøk å reparere vekten selv, da demontering av produktet kan føre til personskade eller skade på vekten, slik at garantien og funksjonen bortfaller.

Vekten skal brukes innendørs, på et flatt og stabilt underlag, av én person om gangen. Gå alltid opp på vekten med bare føtter eller lett fottøy. Vær forsiktig når du går opp på vekten for å unngå å skli, falle eller velte.

Sørg for at underlaget er rent og tørt før bruk, og rengjør det med en lett fuktig klut. Ikke senk vekten ned i vann eller bruk kjemiske/slipende rengjøringsmidler. Vekten må ikke overbelastes med noe som kan føre til at den maksimale vektkapasiteten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene, overskrides. Unngå å utøve for stort trykk eller bøye

produktet. Trykk aldri for hardt på knapper og brytere. Ikke slipp vekten eller andre gjenstander på den.

Radiofrekvensstråling fra vekten kan påvirke driften av annet elektronisk utstyr.

## Batterier

Batterier må gjenvinnes eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Du må ikke kaste batterier i restavfallet, og kontakt myndighetene for å få råd om resirkulering av batterier. Bruk hansker når du håndterer batterier eller celler.

Ikke bruk deformerte batterier. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig sammensetning/merke. Ikke brenn eller utsett batterier for høye temperaturer, da dette kan føre til eksplosjoner. Ikke manipuler batterier eller celler på noen måte. Ikke kortslutt batterienes strømforsyningsterminaler og celler.

Hvis vekten skal oppbevares over lengre tid, anbefales det å ta ut batteriene for å unngå lekkasje. Unngå å berøre væske som kommer fra batterier eller celler som lekker.

Sørg for at batterier er utilgjengelig for barn, spesielt hvis det er fare for at de kan svelges. Hvis noen får i seg et batteri, må du umiddelbart oppsøke lege.

## Regulatorisk informasjon

### Tekniske spesifikasjoner

Produkt	<b>IKONN SB-1</b>
Dimensjoner	330x300x26mm
Vekt	1.34kg
Batteritype	3xAAA
Kapasitet	250kg / 550lb
Divisjon/nøyaktighet	100g / 0.2lb
Temperatur	0 – 38°C
Overføringsfrekvensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF-utgangseffekt	-1.30dBm

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre produktkvaliteten. Laget i Kina.

### Avhending av elektroniske apparater



Produktet og/eller batteriene skal kastes separat fra

husholdningsavfallet. Sørg for korrekt avhending av celler, batterier og akkumulatorer ved å levere dem til et innsamlingssted som er utpekt av lokale

myndigheter. Forbrukerne oppfordres til å ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren for å få veiledning om korrekt kassering av gamle maskiner og tilhørende batterier. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å beskytte miljøet.

### Teknisk support og garanti

Unwired Things påtar seg ansvaret overfor sluttbrukeren eller forbrukeren for enhver mangel på samsvar som måtte foreligge på tidspunktet for produktlevering, i samsvar med de vilkår, betingelser og frister som er fastsatt i de relevante forskriftene. Alle Unwired Things-produkter er dekket av to års garanti.

Vi anbefaler at alle reparasjoner utføres av kvalifisert personell. Skulle du støte på problemer med produktet eller være usikker på noe som helst, må du ikke nøle med å ta kontakt med forhandleren du kjøpte produktet hos.

## Opphavsrett

Unwired Things ApS beholder de immaterielle rettighetene til innholdet i dette dokumentet.

Alle rettigheter er forbeholdt.

Uautorisert reproduksjon, distribusjon eller bruk av deler av dette dokumentet og produktet kan være i strid med gjeldende lover og kan medføre sivilrettslige og strafferettslige sanksjoner.

## Förord

---

Gratulerar till ditt köp av IKONN SB-1 badrumsvåg.

Denna badrumsvåg är en IKONN-kompatibel produkt, dvs. förutom att fungera som en vanlig våg som mäter din vikt kan den också användas med ett IKONN Accessibility-system som stöder ljuduppspelning på det språk du väljer.

Denna manual fungerar som en guide till effektiv och säker användning av produkten. Läs denna information noggrant innan du använder produkten och spara detta dokument för framtida referens.

**Varning:** För att undvika person- eller produktskador bör du läsa kapitlet om Hantering och säkerhet innan du använder produkten.

## Badrumsvågens funktioner

---

IKONN SB-1 är utformad för att mäta och följa din kroppsvikt i en inomhusmiljö.

Produktens egenskaper:

- System med högprecisionsgivare med trådtöjningsgivare.
- Plattform i härdat glas.
- LCD-display.
- Kapacitet 250 kg / 550 lb.
- Division 100 g / 0,2 lb.
- Mätning i kg/lb/st stöds
- Funktionerna Auto On, Off och Zero:
  - Auto On:** Vågen aktiveras automatiskt när du kliver på den.
  - Auto Zero:** Vågen nollställs automatiskt före varje mätning.
  - Auto Off:** Efter användning stängs vågen automatiskt av för att spara batterikraft.
- Indikeringar för svagt batteri, överbelastning och fel.
- Kan kombineras med IKONN Accessibility System.

**Observera:** Vågen är inte en diagnostisk eller medicinsk utrustning. Den ger mätvärden för personlig referens och ska inte användas för att diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd. Medan anslutningen mellan vågen och IKONN tillgänglighetssystem förbättrar dagliga uppgifter och rutiner för användare som inte kan se skärmen är den inte avsedd att ersätta professionella medicinska eller rörelsehjälpmedel. Personer med särskilda medicinska eller rörlighetskrav bör rådfråga sin vårdgivare för vägledning.

## Före användning

---

Packa upp produkten försiktigt.


Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart, men du kanske vill spara förpackningen tills du är övertygad om att vågen uppfyller dina behov.

Efter att ha tagit produkten ur förpackningen bör du se till att alla delar och komponenter är närvarande och i gott skick. Vid eventuella saknade element eller om något inte verkar rätt kan du kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Se till att förpackningspåsar förvaras utom räckhåll för barn, eftersom de kan orsaka kvävning.

## Delar och komponenter

---

Artikel	
1	LCD-skärm
2	Glasplattform
3	Enhetsknapp
4	Batterirum
5	Hög precisions sensor



**Observera:** Grafiken i den här manualen är schematiska representationer som endast används som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende.

Inkluderade komponenter:


- IKONN SB-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Manual

## Användning

---

### Ta bort isoleringsremsan

Öppna batterifacket på baksidan av vågen och ta bort den svarta isoleringsremsan. Stäng batteriluckan och vänta tills LCD-skärmen visar "0.0".




### Byt ut/sätt i batterier

För att byta batterier, öppna batterifacket och ta ut de förbrukade batterierna med ett tunnt föremål. Sätt i nya, kompatibla alkaliska/kolbatterier - uppladdningsbara batterier ger inte tillräckligt hög spänning för att upprätthålla normal drift. Se till att placera batterierna korrekt i förhållande till deras positiva och negativa tecken. Den platta (negativa) änden av varje batteri måste vila mot fjädern.

### Ändra måttenheter

För att växla mellan måttenheter, tryck på knappen "UNIT" på baksidan av vågen.

Tryck på knappen för att växla mellan kilogram, pund och stenar.






## Utföra en mätning

Placera vågen på ett hårt och jämnt underlag. Tryck lätt på vågen med foten och ta bort den för att kontrollera att underlaget är jämnt - vågen ska visa 0,0 i den valda måttenheten.

Ställ dig på vågen för att väga dig. Under vägningen ska du stå stilla på plattformen medan vågen noggrant bestämmer din vikt. Vågen piper när den har uppnått ett stabilt värde. Din vikt visas i ca 40 sekunder och därefter stängs apparaten av automatiskt.

**OBS:** Kom ihåg att ta av dig skorna före mätningen för att undvika repor eller skav på plattformen. Plattformen kan vara hal när den är våt, så se till att torka både fötterna och plattformen före användning.

Andra möjliga indikationer och motsvarande symboler ser du i tabellen nedan.

Symbol	Indikation
	<b>Lågt batteri</b> Batteriet börjar ta slut. Byt ut batterierna.
	<b>Överbelastning</b> Produktens vikt överstiger vågens maximala kapacitet. Gå ner från vågen för att undvika skador.
	<b>Mätfel</b> Ett fel har uppstått under mätningen. Gå av vågen och gå tillbaka till den för att göra mätningen igen.

## Använda badrumsvåg med IKONNs Kontroll

Som med alla produkter från Unwired Things har denna våg möjligheten att ansluta till **IKONN Accessibility System** som kan ge dig ljudåterkoppling på ditt valda språk. Systemet är avsett att stödja användare som av någon anledning inte kan se skärmen.



Använd funktionen IKONN Add product på din IKONN Controller för att ansluta din nya våg till din IKONN Controller. Om du är osäker på hur du gör detta kan du använda hjälpfunktionen på styrenheten eller styrenhetens manual.

Du kommer att höra ett meddelande när anslutningen är etablerad och IKONN kommer också att visa namnet på den produkt som den har anslutit till. Funktionen badrumsvåg är nu tillgänglig i huvudfunktionslistan. Om du vill använda vågen i framtiden väljer du vågfunktionen på IKONN-regulatorn och går sedan upp till vågen. Om vågen är avstängd bör du slå på den omedelbart så att den kan ansluta till IKONN.

Observera att mer än en IKONN-kontroller kan användas för att interagera med vågen, men inte samtidigt.

Du kan hitta mer support med hjälp av den inbyggda IKONN Kontroll-hjälpfunktionen eller på webbplatsen <https://ikonn.info>.

## Tips och felsökning

---

Om du har problem med badrumsvågens funktion eller noggrannhet kan du överväga följande lista över alternativ för att lösa problemet:

- Se till att både dina fötter och dina vågar är torra.
- Stå stilla i ca 10 sekunder eller tills siffran på displayen slutar blinka.
- Se till att vågen placeras på en fast, jämn yta.
- Kontrollera varje sensorfot på baksidan för att se till att ingenting sitter fast under den.
- Ta ur batterierna för att starta om cykeln.
- Se till att batterierna är korrekt placerade i batterifacket, enligt deras positiva och negativa tecken.

## Hantering och säkerhet

---

**Varning:** Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder badrumsvågen och spara den här manualen för framtida referens. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador samt skador på produkten eller annan egendom.

Vågen är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.

### Allmän säkerhet och hantering

Hantera produkten med försiktighet, eftersom den innehåller känsliga elektroniska komponenter. Kontrollera alltid om det finns synliga tecken på skador. Om du hittar några sådana bör du kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Öppna inte eller försök inte reparera vågen själv, eftersom demontering av produkten kan skada dig eller vågen. Använd inte en skadad våg och öppna eller försök inte reparera vågen själv, eftersom demontering av produkten kan leda till personskada eller skada på vågen, vilket upphäver garantin och funktionen.

Använd vågen endast vid normal inomhustemperatur. Använd inte vågen på platser där det är mycket kallt eller mycket varmt, där det finns mycket damm, där insekter kan komma in, där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, nära brännbara föremål eller i rum med rök.

Se till att ytan är ren och torr före användning och rengör den med en lätt fuktig trasa. Sänk inte ned vågen i vatten eller använd kemiska/slipande rengöringsmedel. Överbelasta inte vågen med något som skulle leda till att den maximala viktkapaciteten, som anges i de tekniska specifikationerna, överskrids. Undvik att applicera för högt tryck eller böja produkten. Tryck aldrig för hårt på knappar och strömbrytare. Tappa inte vågen eller andra föremål på den. Varje modifiering av produkten kan få konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Vågen bör användas inomhus, på ett plant och stabilt underlag, av en person i taget. Gå alltid upp på vågen med bara fötter eller lätta skor. Var

försiktig när du kliver upp på vågen så att du inte halkar, faller eller tippas över.

Radiofrekvensstrålning från vågen kan påverka driften av annan elektronisk utrustning.

## Batteritid

Batterier måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Kassera inte batterier i vanligt avfall och kontakta rätt myndighet för råd om batteriåtervinning. Använd handskar vid hantering av batterier.

Använd inte deformerade batterier. Blanda inte gamla batterier med nya eller blanda batterier av olika kompositioner/märken. Bränn eller utsätt inte batterierna för höga temperaturer, eftersom det kan leda till explosioner. Manipulera inte batterier på något sätt. Undvik kortslutning av batteriernas strömförsörjningsterminaler och celler.

Om vågen kommer förvaras oanvänd under en längre period rekommenderar vi att du tar bort batterierna för att undvika läckage. Undvik att vidröra vätskan som kommer från läckande batterier.

Se till att batterierna hålls utom räckhåll för barn, särskilt om det finns risk för att de stoppar dem i munnen. Om någon sväljer ett batteri måste du omedelbart söka medicinsk hjälp.

## Regleringsinformation

### Tekniska specifikationer

Produkt	<b>IKONN SB-1</b>
Dimensjoner	330x300x26mm
Vekt	1.34kg
Batteritype	3xAAA
Kapasitet	250kg / 550lb
Divisjon	100g / 0.2lb
Temperatur	0 – 38°C
Overføringsfrekvensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF-utgangseffekt	-1.30dBm

Tekniska specifikasjoner kan komme til å endras uten foregående meddelende for å forbedre produktkvaliteten. Tillverkad i Kina.

### Kassering av elektroniske apparater



Produkten og/eller batteriene skal kasseres separat fra hushållsavfall.

Se til at cellene, batteriene

eller akkumulatorerne kasseres på et korrekt sätt når de har nått slutet av sin livslængd genom att lämna dem till en återvinningscentral eller liknande. Konsumenter uppmanas att kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för vägledning om korrekt kassering av gamla maskiner och tillhörande batterier. Att följa dessa riktlinjer är avgörande för att skydda miljön.

### Teknisk support og garanti

Unwired Things tar ansvar gentemot slutanvändaren eller konsumenten for bristande överensstämelse som kan finnas vid tidpunkten for produktleverans, i enlighet med de villkor og tidsfrister som anges i relevanta föreskrifter. Alla produkter från Unwired Things omfattas av två års garanti.

Vi rekommenderar att alla reparationer utförs av kvalificerad personal. Tveka inte att kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten om du stöter på

några problem med din produkt eller känner några osäkerheter.

### Upphovsrätt

Unwired Things ApS behåller de immateriella rättigheterna för innehållet i detta dokument. Alla rättigheter förbehållna.

Obehörig reproduktion, distribution eller användning av någon del av detta dokument och denna produkt kan bryta mot gällande lagar och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

## Esitiedot

---

Onnittelut IKONN SB-1 -kylpyhuonevaa'an hankinnasta.

Tämä kylpyhuonevaaka on IKONN-yhteensopiva tuote, mikä tarkoittaa, että sen lisäksi että se toimii tavallisena vaakana, joka mittaa painosi - sitä voidaan käyttää myös yhdessä IKONN:n Esteettömyysjärjestelmän kanssa, joka tukee luettuja ääni-ilmoituksia valitsemallasi kielellä.

Tämä käsikirja toimii oppaana tuotteen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä tieto huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

**Varoitus:** Välttääksesi loukkaantumiset tai tuotevauriotvahinkoja, lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Kylpyhuonevaa'an ominaisuudet

---

IKONN SB-1 on suunniteltu mittaamaan ja seuraamaan kehon painoa sisätiloissa.

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkean tarkkuuden venymäliuska-anturijärjestelmä.
- Karkaistusta lasista valmistettu alusta.
- LCD-näyttö.
- Kapasiteetti 250 kg / 550 lb.
- Jaotus 100 g / 0,2 lb.
- Mittaus kg/lb/st tuettuna
- Auto On-, Off- ja Zero-toiminnot:
  - Auto On:** Vaaka aktivoituu automaattisesti, kun astut sille.
  - Auto Zero:** Vaaka nolaa itsensä automaattisesti ennen jokaista mittausta.
  - Auto Off:** Käytön jälkeen vaaka sammuu automaattisesti akun säästämiseksi.

- Alhaisen akun, ylikuormituksen ja virheilmoitukset.
- Yhteensopivuus IKONN Esteettömyysjärjestelmän kanssa.

**Huomio:** Kylpyhuonevaaka ei ole diagnostinen eikä lääkinällinen laite. Se tarjoaa painomittauksia henkilökohtaiseen viitteeseen eikä sitä tulisi käyttää sairauksien diagnosointiin tai hoitoon.

Vaikka kylpyhuonevaaka ja IKONN:n esteettömyysjärjestelmän yhteys helpottavat päivittäisiä tehtäviä ja rutiineja käyttäjille, jotka eivät pysty näkemään näyttöä, sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä apua tai liikkumisen apuvälineitä. Henkilöiden, joilla on erityisiä lääketieteellisiä tai liikkumistarpeita, tulisi konsultoida terveydenhuollon tarjoajiaan ohjauksen saamiseksi.

## Ennen käyttöä

---

Pura tuote huolellisesti.


Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, mutta saatat haluta säilyttää pakkausmateriaalit, kunnes olet varma, että vaaka täyttää tarpeesi.

Otetuasi tuotteen pois pakkauksesta, varmista, että kaikki osat ja komponentit ovat mukana ja hyvässä kunnossa. Jos jotain puuttuu tai jokin ei vaikuta oikealta, ole yhteydessä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Varmista, että pakkauspussit pidetään lasten ulottumattomissa, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Osat ja komponentit

---

Kohde	
1	LCD-näyttö
2	Lasinen alusta
3	Yksikön kytkinpainike
4	Paristolokero
5	Korkean tarkkuuden anturi



**Huomio:** Tämän oppaan grafiikat ovat viitteellisiä kaaviokuvia, jotka on tarkoitettu vain viitteeksi ja ne saattavat erota todellisen tuotteen ulkonäöstä.

**Mukana tulevat komponentit:**


- IKONN SB-1
- 3 x 1,5V AAA-paristoa
- Käyttöopas

## Toiminta

---

### Poista eristysnauha

Avaa vaa'an takana oleva paristolokero ja poista musta eristysnauha. Sulje paristoluukku ja odota, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy '0.0'.



### Vaihda/asetta paristot


Paristojen vaihtamiseksi avaa paristolokero ja poista käytetyt paristot tasaisen esineen avulla. Aseta uudet, yhteensopivat alkaliparistot tai hiiliparistot – ladattavat paristot eivät tarjoa tarpeeksi korkeaa jännitettä yleiskäyttöön. Varmista, että asetat paristot oikein päin niiden positiivisten ja negatiivisten merkkien mukaan. Jokaisen pariston tasainen (negatiivinen) pää tulee asettaa jousen vasten.

### Vaihda mittayksiköitä

Mittayksiköiden välillä vaihtamiseksi paina vaa'an takana olevaa 'UNIT'-nappia.

Napin painaminen vaihtaa kilogrammojen, paunojen ja kivien välillä.





## Mittausten suorittaminen

Aseta vaaka kovalle, tasaiselle pinnalle. Voit tarkistaa, että pinta on tasainen painamalla vaakaa kevyesti jalallasi ja poistamalla sen – vaaka näyttää 0.0 valitsemissasi mittayksiköissä.

Painosi mittaamiseksi astu vaa'alle. Mittauksen aikana pysy paikallasi alustalla, kunnes vaaka määrittää painosi tarkasti. Vaaka piippaa, kun se on saavuttanut vakaan mittauksen. Painosi näkyy noin 40 sekunnin ajan, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti.

**Huomio:** Muista ottaa kengät pois ennen mittauksen suorittamista välttääksesi alustan naarmuuntumisen tai vaurioitumisen. Alusta voi olla liukas, jos se on märkä, joten varmista, että kuivaat sekä jalkasi että alustan ennen käyttöä.

Muita mahdollisia indikaatioita ja niitä vastaavat symbolit on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Symboli	Indikaatio
Lo	<b>Akun virta vähissä</b> Akun virta on vähissä. Vaihda paristot.
Err	<b>Vaaka ylikuormitettu</b> Punnittava kohde ylittää vaa'an maksimikapasiteetin. Astuthan pois välttääksesi vahinkoja.

**Mittausvirhe**

Mittaamisen aikana tapahtui virhe. Astuthan pois vaa'alta ja astu sille uudelleen toistaaksesi mittausprosessin.

---

## Kylpyhuonevaa'an käyttö IKONN-ohjaimen kanssa

---

Kuten kaikki Unwired Things -tuotteet, tämä vaaka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää IKONN Accessibility System, joka voi antaa äänipalautetta valitsemallasi kielellä. Järjestelmä on tarkoitettu tukemaan käyttäjiä, jotka eivät jostain syystä pysty näkemään näyttöä.

Käytä IKONN-ohjaimesi "Lisää tuote" -toimintoa yhdistääksesi uuden vaa'an IKONN-ohjaimeesi. Jos et ole varma, miten tämä tehdään, käytä ohjaimesi ohjetoimintoa tai katso ohjaimen käyttöopasta.

Kuulet ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu, ja IKONN ilmoittaa myös tuotteen nimen, johon se on yhdistänyt. Kylpyhuonevaa'an toiminto tulee sen jälkeen saataville päätoimintojesi luetteloon. Jatkossa vaa'an käyttämiseksi, valitse kylpyhuonevaa'an toiminto IKONN-ohjaimesta ja astu sen jälkeen vaa'alle. Jos vaaka on pois päältä, sinun tulee kytkeä se päälle välittömästi, jotta se voi muodostaa yhteyden IKONN:iin.

Huomaa, että useampaa kuin yhtä IKONN-ohjainta voidaan käyttää interaktioon vaa'an kanssa, mutta ei samanaikaisesti.

Lisätukea voit löytää IKONN-ohjaimen sisäänrakennetun ohjetoiminnon kautta tai <https://ikonn.info>-verkkosivustolta.

## Vinkkejä ja vianmääritys

---

Jos kohtaat ongelmia kylpyhuonevaa'an toiminnassa tai tarkkuudessa, harkitse seuraavien vaihtoehtojen kokeilemistä ongelman ratkaisemiseksi:

- Varmista, että sekä jalkasi että vaaka ovat kuivia.
- Varmista, että seisot paikallasi noin 10 sekuntia tai kunnes näytössä oleva numero lakkaa vilkkumasta.

- Varmista, että vaaka on asetettu kovalle, tasaiselle alustalle.
- Tarkista jokainen sensorin jalka vaa'an takaa varmistaaksesi, ettei mikään ole tarttunut sen pohjaan.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein paristokoteloon niiden positiivisten ja negatiivisten merkkien mukaisesti.
- Poista paristot käynnistääksesi laitteen uudelleen.

## Käsittely ja turvallisuus

---

**Varoitus:** Lue kaikki alla olevat turvallisuustiedot ennen kylpyhuonevaa'an käyttöä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vammoja sekä vahingoittaa tuotetta tai muuta omaisuutta.

Vaakaa ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

### Yleinen turvallisuus ja käsittely

Käsittele tuotetta varovaisesti, sillä se sisältää herkkiä elektronisia komponentteja. Tarkista aina näkyvät vaurion merkit. Jos löydät vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Älä avaa tai yritä korjata vaakaa itse, sillä tuotteen purkaminen voi aiheuttaa vamman sinulle tai vahingoittaa vaakaa. Älä käytä vaurioitunutta vaakaa.

Käytä vaakaa vain normaaleissa sisälämpötiloissa. Älä käytä vaakaa paikoissa, jotka ovat erittäin kylmiä tai kuumia, liian pölyisiä, missä hyönteiset voivat päästä sisään, missä se voi altistua mekaanisille värinöille, lähellä helposti syttyviä esineitä ja savuisissa tiloissa.

Älä käytä vaurioitunutta vaakaa äläkä yritä avata tai korjata vaakaa itse, sillä tuotteen purkaminen voi aiheuttaa sinulle vammoja tai vahingoittaa vaakaa ja mitätöidä takuun sekä asianmukaisen toiminnan. Vaakaa tulisi käyttää sisätiloissa, tasaisilla ja vakailta pinoilla, yksittäisen henkilön toimesta kerrallaan. Astu aina vaa'alle paljain jaloin tai kevyissä jalkineissa. Ole varovainen astuessasi vaa'alle välttääksesi liukastumisia, kaatumisia tai kaatumisvaaraa.

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä, puhdistusta se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä upota vaakaa veteen äläkä käytä kemiallisia/hankaavia puhdistusaineita. Älä ylikuormita vaakaa millään, mikä ylittäisi teknisissä tiedoissa ilmoitetun enimmäispainokapasiteetin. Vältä liiallisen paineen kohdistamista tai tuotteen taivuttamista. Älä koskaan kohdistaa liikaa painetta painikkeisiin ja kytkimiin. Älä pudota vaakaa tai muita esineitä sen päälle. Tuotteen muuttaminen voi vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja toimivuuteen.

Vaa'an lähettämät radiofrekvenssisäteilyt voivat haitata muiden elektronisten laitteiden toimintaa.

## Paristot

Paristot on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Älä hävitä paristoja normaalin jätteen mukana ja tarkista paikalliselta viranomaiselta paristojen kierrätysneuvot. Käsitellessäsi paristoja tai kennoja, käytä suojakäsineitä.

Älä käytä epämuodostuneita paristoja. Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin äläkä eri koostumuksia/merkkejä olevia paristoja. Älä polta paristoja äläkä altista niitä korkeille lämpötiloille, sillä tämä voi johtaa räjähdyksiin. Älä manipuloi paristoja tai kennoja millään tavalla. Vältä paristojen virtalähteiden napojen ja kennojen oikosulkua.

Jos vaaka aiotaan varastoida pitkäksi aikaa, on suositeltavaa poistaa paristot vuotamisen välttämiseksi. Vältä koskettamasta vuotavista paristoista tai kennoista tulevaa nestettä.

Varmista, että paristot ovat lasten ulottumattomissa, erityisesti jos on olemassa nielaisun riski. Jos joku nielaisee pariston, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

## Säätelyä koskevat tiedot

### Tekniset tiedot

Tuote	<b>IKONN SB-1</b>
Mitat	330x300x26 mm
Paino	1.34kg
Paristotyyppi	3xAAA
Kapasiteetti	250kg / 550lb
Jaottelu	100g / 0.2lb
Lämpötila	0 – 38°C
Lähetystaajuus alue	2402–2480 MHz
Suurin RF-lähtöteho	-1.30dBm

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi. Valmistettu Kiinassa.

### Elektronisten laitteiden hävittäminen



Tuote ja/tai paristot on hävitettävä erikseen kotitalousjätteestä.

Kun tuote on tullut

käyttöikänsä päähän, varmista kennojen, paristojen tai akkujen asianmukainen hävittäminen

toimittamalla ne paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Kuluttajia kannustetaan ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadakseen ohjeita vanhojen laitteiden ja niihin liittyvien paristojen oikeasta hävittämisestä.

Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää ympäristön suojelemiseksi.

### Tekninen tuki ja takuu

Unwired Things ottaa vastuun loppukäyttäjälle tai kuluttajalle tuotteen mahdollisesta vastaamattomuudesta sovitun mukaisuudesta tuotteen toimitushetkellä, sovellettavien säädösten mukaisesti määriteltyjen ehtojen, olosuhteiden ja määräaikojen mukaisesti. Kaikki Unwired Things -tuotteet ovat kahden vuoden takuun alaisia.

Suosittellemme, että kaikki korjaukset suoritetaan pätevän henkilöstön toimesta.

Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa tai sinulla on epävarmuuksia missään vaiheessa, älä epäröi ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

## Tekijänoikeus

Unwired Things ApS pitää itsellään tässä asiakirjassa olevan sisällön tekijänoikeudet. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan ja tuotteen osien luvaton jäljentäminen, jakelu tai käyttö voi rikkoa soveltuvia lakeja ja johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

### EN Declaration of conformity

Unwired Things hereby affirms that the IKONN SB-1, complies with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.

The comprehensive text of the EU Declaration of Conformity can be accessed on our website:

[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com).

### DA Overensstemmelseserklæring

Unwired Things erklærer hermed, at IKONN SB-1 overholder alle gældende bestemmelser i de direktiver og forordninger, der er anført nedenfor, og er i overensstemmelse med følgende standarder.

Den omfattende tekst til EU's overensstemmelseserklæring kan findes på vores hjemmeside:

[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com).

### NO Samsvarserklæring

Unwired Things bekrefter herved at IKONN SB-1 er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i direktivene og forskriftene som er oppført nedenfor, og at den er i samsvar med følgende standarder.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på vår hjemmeside:

[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com).

### SV Försäkran om överensstämmelse

Unwired Things bekräftar härmed att IKONN SB-1 uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i de direktiv och förordningar som anges nedan och överensstämmer med följande standarder.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats:


[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com).

### FI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Unwired Things vakuuttaa täten, että IKONN SB-1 -tuote on kaikkien alla lueteltujen direktiivien ja asetusten soveltuvien määräysten mukainen ja noudattaa seuraavia standardeja.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kattava teksti on saatavilla verkkosivustollamme:

[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com).

<b>IKONN SB-1</b>	2014/30/EU	EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015
	2011/65/EU	IEC 62321-3-1:2013 EN 62321-4:2014/A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017
	2012/19/EU 2014/53/EU 2001/95/EC 10/2011/EC 1907/2006 2019/1021 2022/1616 2006/66/EC 2023/1542/EU 94/62/EC EPR	EN 300 328 V2.2.2 EN IEC 62368- 1:2020/A11:2020
	<b>UNWIREDTHINGS</b>	©2023 Unwired Things Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 Copenhagen Denmark CVR 4148 9553
	Craig Scott Chief Executive Officer 	
	Copenhagen, Denmark, 30 March 2024	









# IKÖNN

[www.ikonn.info](http://www.ikonn.info)



## UNWIREDTHINGS

Unwired Things ApS

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark

CVR 4148 9553

[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com)